



AeroTrach Plus*

Anti-Static Valved Holding Chamber



AeroTrach :
: ***Plus***®

anti-static Valved Holding Chamber



AeroTrach Plus*

Anti-Static Valved Holding Chamber



AeroTrach Plus*

Für den Einsatz von
DosierAerosolen bei
Tracheotomie Patienten mit
spontaner Atmung
(Standard 15 mm
Anschluss)

AeroTrach :
: ***Plus***®

anti-static Valved Holding Chamber



Produkteigenschaften

Comfort Right Fit* Adapter

Hohe Passgenauigkeit,
einfaches An-und Abstecken

Ventil

Für das Ableiten der
ausgeatmeten Luft

Universaladapter

Für alle gängigen
DosierAerosole



Inhalationsventil

Unterstützt das Einatmen bei
niedrigem Widerstand

Transparente, antistatische Kammer

Die 149ml Kammer verbessert die
Suspension der Aerosol – Wirkstoffe und
ermöglicht so eine verbesserte
Medikation ohne unerwünschte statische
Effekte


AeroTrach
Plus[®]

anti-static Valved Holding Chamber



AeroTrach Plus*

Anti-Static Valved Holding Chamber



Zusammenfassung:

- Für eine rasche Verbindung mit standard 15 mm Adaptern
- Die antistatische Kammer erlaubt einfaches Handling ohne unerwünschte statische Effekte
- Der “Flow Dynamic” Effekt steigert die inhalative Dosis der Medikation
- Kompatibel mit allen gängigen DosierAerosolen

AeroTrach 
Plus®

anti-static Valved Holding Chamber