



# ***AeroChamber<sup>\*</sup>***

**\\VENT CHAMBER**

**VERBESSERN SIE DIE VERABREICHUNG DER  
AEROSOL MEDIKATION AN IHRE INTENSIVPATIENTEN!**



## **Der AeroChamber VENT Chamber**

- Zur optimalen Verabreichung von DosierAerosolen an beatmete Patienten
- Faltbare Kammer, die im Beatmungssystem belassen werden kann

# AeroChamber\*

WENT CHAMBER

## Anwendung

- Die Kammer verbleibt im Schlauchsystem – das Risiko einer potentiellen Kontamination bei einer Diskonnektion wird verhindert.
- Die speziell dimensionierte Kammer erlaubt die bestmögliche Ausdehnung der Aerosol-Wolke und sorgt für eine verbesserte Medikation von DosierAerosolen.
- Der asymmetrisch angebrachte Adapter erlaubt die Anwendung mit verschiedenen Y-Verbindungen, inklusive dem parallel konzipierten Fisher & Paykel System.
- Die Kammer kann mit allen gängigen DosierAerosolen verwendet werden, auch jenen mit Zählwerk.



herkömmliches Y-Stück



Fisher & Paykel System

**Wenn nicht in Anwendung ►**





# AeroChamber\*

WENT CHAMBER

## Produkt-Eigenschaften

### Verschließbare Container Öffnung mit Adapter

Für die Anwendung von allen gängigen Aerosolen inkl. jenen mit integriertem Zählwerk.

### Finger Stütze

Zur besseren Handhabung bei der Applikation.

### Faltbare Kammer

Leicht zu öffnen und zu schließen. Kann im Beatmungssystem belassen werden.



### Ergonomisches Design

Leicht zu öffnen und zu schließen.

### Optimales Volumen

Die 155ml Kammer erlaubt die Ausdehnung der Aerosol Wolke und stellt so die optimale Verabreichung der Aerosol Medikation sicher.

### Asymmetrischer Adapter

Zur Anwendung mit allen gängigen Schlauchsystemen, inkl. dem parallel konzipierten Fisher & Paykel Y System.

# AeroChamber\*

VENT CHAMBER

## Technische Daten

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abbildung	Verpackungseinheit	Mindestbestellmenge
85851	VENT Chamber		Karton 50 Stk	10 Stk

### Auf Anfrage verfügbar:

- Mitbewerbsvergleich
- "Study Summary 2012": Ausführliche Studien zu den Produkteigenschaften des VENT Chambers
- Anleitung als PDF
- Muster

Auf Ihre Kontaktaufnahme freut sich

### Mag. Niklas de Maré

NZ Techno Handels GmbH  
Gonzagagasse 11  
1010 Wien  
[niklas.demare@nztechno.at](mailto:niklas.demare@nztechno.at)  
0676 9333 594