



Aero²goTM Chamber



NEU in der AeroChamber Familie

WARUM INHALATIONSHILFEN?

Deutlich mehr Wirkstoff gelangt in die Lunge bei Verwendung einer Vorschaltkammer



Bis zu 10x mehr Wirkstoff deponiert ungewollt im oberen Rachenbereich OHNE Vorschaltkammer

Internationale Richtlinien und Fachexperten empfehlen die Anwendung einer Vorschaltkammer bei allen Patientengruppen

„Er ist diskret und leicht mitzunehmen“

„2 in 1“

Dient zur sicheren Aufbewahrung des Dosieraerosols und schützt vor Verunreinigungen und Fremdkörpern





Aero2go
Chamber

ERGEBNIS EINER ANWENDERORIENTIERTEN ENTWICKLUNG


- Einfach in der Anwendung
- Antistatisch
- Klein / diskret
- Robust, bruchsticher
- Kammer wird auch als Dosieraerosol-Behälter verwendet
- Leicht zu reinigen



Aero2goTM
Chamber



„...schaut nicht aus wie ein Medizinprodukt...“



Hier kommen Sie direkt zu den Anwendungsvideos

Aero2goTM Chamber



HOME



2GO

KINDER



50711007



50211007



50911006

ERWACHSENE



50111006



50811003



50411003

KINDER &
ERWACHSENE



50911007

NZ Techno GmbH
Gonzagagasse 11, 1010 Wien
01/535 60 85, office@nztechno.at
www.nztechno.at

www.aerochamber.at



NZTechno